

# 3M

# Filtek™

## Z350 XT Restaurador Universal



## Los odontólogos de todo el mundo aman usarlo en cualquier parte.

Los odontólogos de todo el mundo han elegido a 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal como su resina para más de 600 millones de restauraciones\*... y contando. Como usted esperaría del líder global en tecnologías restauradoras y estéticas, la AUTÉNTICA nanotecnología de 3M proporciona estética insuperable y una fuerza excepcional en cada restauración anterior o posterior, así que sus restauraciones durarán más y se verán bellas también.



### Estética insuperable

- Excelente retención de pulido
- Amplio rango de tonos y opacidades
- Fluorescencia de aspecto natural

### Sencillo de usar

- Manipulación excepcional
- Tonos Cuerpo de aspecto natural, para técnica de un solo tono.
- Las jeringas tienen un código de color según la opacidad

### Durable en anteriores y posteriores

- Resistencia espectacular
- Alta radiopacidad


### En cualquier parte: anterior o posterior. En cualquier clase.



### Cualquier solución estética

Quando usted quiera elevar su destreza artística, aquí está la paleta de sus sueños.

Nuestros 36 hermosos tonos y cuatro opacidades le permiten elegir los que coincidan con la dentición de cualquier paciente y crear restauraciones prácticamente indetectables usando una técnica multicapa.



Las jeringas tienen un código de color según la opacidad —Translúcido, Esmalte, Cuerpo y Dentina— y la tipografía en negritas hace que las etiquetas del producto sean fáciles de leer.

### Y cuando usted quiera una solución sencilla, amará esto.

La mayoría de las restauraciones se hacen solamente con uno de los ocho tonos Cuerpo. Los odontólogos dicen que aman la forma en la que los tonos de Filtek™ se mimetizan con los dientes adyacentes. Le parecerá muy fácil satisfacer las expectativas del paciente al usar una sencilla técnica de un sólo tono.

\* Línea de Restauradores Universales 3M™ Filtek™.



# Más razones para amar 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal al usarlo en cualquier parte.



## Excelente manipulación


Es más sencillo lograr el resultado restaurativo que usted desea cuando la resina se manipula bien. En un estudio de campo,\* los odontólogos participantes calificaron a 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal como el “ideal” en viscosidad, adherencia, fluidez y capacidad para mantener la forma.

\*Fuente: Datos internos de 3M.



## Excelente resistencia al desgaste

Entre más bajo sea el índice de desgaste de una resina, mejor es su resistencia al desgaste. En una prueba *in vitro* de desgaste de 3 cuerpos,\* Filtek Z350 XT tuvo el índice de desgaste más bajo de todas las resinas analizadas.



## Espectacular resistencia a la flexión

En una prueba que comparó las resinas dentales líderes en el mercado,\* la resistencia a la flexión de Filtek Z350 XT resultó mejor que la de EsthetX® HD Micro Matriz Restaurador de Alta Definición, Herculite® XRV Ultra™ y Tetric EvoCeram®, y comparable a otras resinas analizadas.

## Información para pedidos

Aunque 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal está disponible en 36 tonos y 4 opacidades, los **8 tonos Cuerpo** resaltados a continuación cubrirán la mayoría de sus necesidades para crear restauraciones de aspecto natural un solo tono.

### Repuestos de jeringas 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal

TONOS CUERPO	JERINGA
A1B	7018A1B
A2B	7018A2B
A3B	7018A3B
A3.5B	7018A3.5B
B1B	7018B1B
B2B	7018B2B
C1B	7018C1B
C2B	7018C2B
A4B	7018A4B
A6B	7018A6B
B3B	7018B3B
B5B	7018B5B
C3B	7018C3B
D2B	7018D2B
D3B	7018D3B
Blanco	7018WB
Extra Blanco	7018XWB

Nuestra sugerencia de 8 tonos Cuerpo para restauraciones de un solo tono

TONOS DENTINA	JERINGA
A1D	7018A1D
A2D	7018A2D
A3D	7018A3D
A4D	7018A4D
B3D	7018B3D
C4D	7018C4D
Blanco	7018WD

TONOS ESMALTE	JERINGA
A1E	7018A1E
A2E	7018A2E
A3E	7018A3E
B1E	7018B1E
B2E	7018B2E
D2E	7018D2E
Blanco	7018WE
Extra Blanco	7018XWE

TONOS TRANSLÚCIDOS	JERINGA
Claro	7018CT
Azul	7018BT
Gris	7018GT
Ámbar	7018AT

Repuestos de tonos en jeringas: Incluyen 1 jeringa de 4 g; Instrucciones de uso.

[www.3M.com](http://www.3M.com)



3M Cuidado Oral  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN  
55144-1000 EUA

Por favor, recicle.  
Impreso en (PAÍS).

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o de 3M Deutschland GmbH.  
Todas las demás marcas no son propiedad de 3M.  
© 2017, 3M. Todos los derechos reservados.

Los productos comercializados por la subdivisión Cuidado Oral de 3M son para uso exclusivo de profesionales dentales y de ortodoncia. Para mayor detalle sobre las especificaciones y precauciones de cada producto, favor de leer el instructivo de uso o visitar [www.3m.com](http://www.3m.com)