

# 3M™ Filtek™ P60 Restaurador Posterior

Fotopolimerizado rápido y excelente desempeño.

empacable



Con su rapidez y fácil manejo, está a la vanguardia de los restauradores posteriores. Su belleza estilizada lo hace un ganador con los pacientes por igual.

Filtek P60 restaurador posterior le ofrece:

**Material Empacable Superior** – Excelente adaptación marginal y contacto interproximal con una muy baja contracción.

**Fácil de Colocar** – Excepcional resistencia al escurrimiento, además se empaca muy bien sin adherirse al instrumento.

**La Más Rápida Técnica de Aplicación** – Toma solamente 20 segundos fotopolimerizar en incrementos de 2.5mm.

**Excelente Resistencia al Desgaste y Alta Fuerza** – Usted puede estar seguro de llevar a cabo restauraciones duraderas en el sector posterior.

Es todo lo que usted puede esperar de un restaurador posterior.

*Es lo último en ahorro de tiempo. Filtek P60 restaurador posterior fotopolimeriza en tan sólo 20 segundos en incrementos de 2.5mm. Esto es tiempo que usted puede aplicar en su siguiente procedimiento.*

Sumario de la Técnica de Colocación

|                               |           |            |            |            |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Adhesivo                      | 49        | 77         | 62         | 111        |
| Revestimiento Cavitario       |           |            | 45         |            |
| Resina con 5mm de profundidad | 40        | 70         | 40         | 120        |
| Sellado                       |           |            | 75         |            |
| <b>Tiempo Total</b>           | <b>89</b> | <b>147</b> | <b>222</b> | <b>231</b> |

3M™ Filtek™ P60    SureFil™    ALERT™    Solitaire™

*No incluye tiempo de manipulación.*

Tiempo en segundos

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- MANEJO SUPERIOR Y MUY FÁCIL
- RÁPIDA COLOCACIÓN
- EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE Y ALTA FUERZA



**3M** *Confiable*

# 3M™ Filtek™ P60 Restaurador Posterior

## Información para Ordenar

para ordenar

### 8100L 3M™ Filtek™ P60 Restaurador Posterior Estuche Introdutorio



#### No. 8100L El estuche introductorio incluye:

- 1 - 4g. Jeringas de Filtek P60 restaurador posterior en Tonos A3, B2 y C2
- 1 - 3ml. Vial de 3M™ Single Bond Adhesivo Dental
- 1 - 3ml. 3M™ Scotchbond™ gel grabador fosfórico en jeringa y puntas aplicadoras
- Accesorios
- Guías técnicas

#### Filtek P60 repuestos

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 8100 A3 | 1 - 4g. jeringa, tono A3 |
| 8100 B2 | 1 - 4g. jeringa, tono B2 |
| 8100 C2 | 1 - 4g. jeringa, tono C2 |

### 1105 3M™ Single Bond Sistema Adhesivo Dental



#### 3M Single Bond adhesivo repuestos

|      |  |
|------|--|
| 1105 | 3M Single Bond adhesivo repuesto de 6ml. |
| 7523 | 3M Scotchbond gel grabador               |
|      | 2 jeringas de 3ml.                       |

- Filtek P60 restaurador posterior y el popular 3M Single Bond adhesivo dental trabajan juntos como un sistema para ofrecerle restauraciones fuertes, las que puede usted estar seguro que durarán por largo tiempo.
- Estudios recientes de la IADR dan a 3M Single Bond adhesivo dental un excelente rating por facilidad de uso y alta fuerza adhesiva.

### 7510 3M™ Vitrebond™ Ionómero de Vidrio Fotopolimerizable Base/Revestimiento Cavitario



#### No. 7510 Incluye:

- 9g. de polvo
- 5.5 ml. de líquido
- Cuchara, losetas de mezcla
- Guías técnicas

Combina la conveniencia de la fotopolimerización con un ionómero de vidrio verdadero, liberador de flúor y de gran fuerza adhesiva.

#### Vitrebond repuestos

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 7512P | 9g de polvo       |
| 7512L | 5.5ml. de líquido |

SureFil es una marca registrada de Dentsply International. Alert es una marca registrada de Jeneric Pentron. Solitaire es una marca registrada de Heraeus Kulzer, Inc.

Si tiene alguna pregunta sobre éste o cualquier producto de 3M Dental, visítenos en [www.3M.com/dental](http://www.3M.com/dental). 3M Dental fabrica y comercializa más de 1300 productos que son usados por odontólogos para mejorar la salud bucal de la población en todo el mundo. Desde el 3M Single Bond adhesivo dental hasta los productos de terminado y pulido 3M™ Sof-Lex,™ usted puede contar y confiar que nuestros productos entregan resultados consistentes.

[www.3M.com/dental](http://www.3M.com/dental)

**3M**

#### Dental Products Division

3M Center, Building 275-2SE-03  
St. Paul, MN 55144-1000



Impreso en papel reciclado

Impreso en US

© 3M 2000, Filtek, Scotchbond, Sof-Lex y Vitrebond son marcas registradas de la compañía 3M