

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™



**Cementos:
Resina
autoadhesiva**

**Desempeño
a largo plazo:
Cementos**

3M™ RelyX™ U200 Cemento de Resina Autoadhesiva

Confiabilidad total.



Ideal para:
Cementación general, restauraciones de cerámicas de óxido, postes y puentes


Resistencia de adherencia impresionante
El cemento 3M™ RelyX™ U200 ofrece una resistencia impresionante en la dentina y en el esmalte, proporcionando una restauración duradera y segura.

El cemento de resina autoadhesiva más probado clínicamente del mundo.

Por su simplicidad, comodidad y confiabilidad, el cemento de resina 3M™ RelyX™ U200 es su producto de confianza para una amplia gama de indicaciones. Gracias a la química doble autoadhesiva, el cemento 3M™ RelyX™ U200 proporciona alta adhesión, resistencia a la decoloración, estabilidad a largo plazo y más:

- Ahorra tiempo eliminando los pasos de grabado, *priming* y unión
- Virtualmente sin sensibilidad postoperatoria
- Resistencia
- Tolerancia a la humedad
- Las puntas endo hacen que los postes de cementación sean fáciles y más confiables

El cemento de resina 3M™ RelyX™ U200 está disponible en el sistema de aplicación de jeringa automezcla o en un dispensador Clicker™.



Resistencia a la adherencia después de 24 horas, materiales fotocurados, en dientes bovinos.
Fuente: Datos internos de 3M.

Formulado para satisfacer las necesidades de su práctica ¡y sus pacientes!

El cemento de resina autoadhesiva 3M™ RelyX™ U200 ofrece alta adherencia, resistencia a la decoloración, estabilidad a largo plazo y, prácticamente, ninguna sensibilidad postoperatoria.

Aplicaciones recomendadas (++) Muy recomendadas / + Recomendadas)

Indicación	Metal / con base de metal	Cerámicas de vidrio (incluido disilicato de litio; por ejemplo, e.max®, VITA Mark II, IPS)	Cerámicas de óxido (por ejemplo, Lava™ Plus, Brux Zi®, Procera®)	Resinas compuestas (por ejemplo, VITA ENAMIC®)
Inlays/onlays	++	+	++	+
Coronas/puentes	++	++	++	++
Postes endodónticos	++		++	++
Puentes Maryland	+		+	
Restauraciones sobre implantes	++	+	++	++



3M™ RelyX™ U200 Clicker™ Dispensador – Tono A2 (56878)

Información para pedidos

3M™ RelyX™ U200 Clicker™		
No. de cat.	Producto	Contenido
56877	Tono translúcido	1 - dispensador Clicker™ de 11 g; 1 - block de mezcla
56878	Tono A2 universal	
56879	Tono A3 opaco	



3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA

Por favor, recicle.
Impreso en PAÍS

3M, “Ciencia. Aplicada a la vida.”, Clicker, Lava y ReyX son marcas registradas de 3M. Las demás marcas no son propiedad de 3M.
© 3M, 2017. Todos los derechos reservados.